


Fc용 항인간 Cd170/Siglec-5 단일클론 항체 - O15389

품목 번호: CM0011323



소개

ABflo 594가 결합된 인간 CD170/Siglec-5 표적 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 사용됩니다. 골수계 세포의 CD170에 특이적으로 결합하여 면역표현형 분석 및 시알산 결합 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD170/Siglec-5 mAb
비고/별칭	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
종	인간
GeneID (인간)	8778
GeneID	8778
면역원	인간 CD170/Siglec-5의 아미노산 17-434에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003821.1).
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포분석
교차 반응성	인간
SWISS	O15389
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩