

인간 Cd172A/Sirpa 대상 Fc용 단클론 항체 - P78324

품목 번호: CM0008744



소개

유세포분석용 토끼 항-인간 CD172a/SIRPα mAb. 인간 교차 반응성이 입증되었으며, 55kDa SIRPα 단백질을(Swiss-Prot P78324)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD172a/SIRPα mAb
비고/별칭	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	140885
GeneID	140885
면역원(Immunogen)	인간 CD172a/SIRPα (NP_542970.1)의 아미노산 31-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P78324
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)