


## 항-인간 Cd172B (Sirp-Beta-1) 유세포분석용 단일클론 항체 - O00241

품목 번호: CM0010049



### 소개

이 접합된 토끼 항-인간 CD172b 단일클론 항체로, 인간 CD172b에 특이적이며 유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 골수계 세포 활성화 및 수용체 티로신 키나아제 결합 신호전달의 음성 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항-인간 CD172b mAb                                                    |
| 비고/별칭       | CD172b; SIRP-BETA-1                                                   |
| 종           | 인간                                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 10326                                                                 |
| 유전자 ID      | 10326                                                                 |
| 면역원         | 재조합 단백질[인간 CD172b(NP_006056.2)의 아미노산 30-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산 숙주       | 토끼                                                                    |
| 분류          | 단일클론 항체                                                               |
| 적용 분야       | FC                                                                    |
| 교차 반응성      | 인간                                                                    |
| SWISS       | O00241                                                                |
| 단백질 분자량     | 43kDa                                                                 |
| 배송          | 얼음팩                                                                   |