

Anti-Human Cd177 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q8N6Q3

품목 번호: CM0011199

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD177 (HNA-2a, PRV-1)를 표적합니다. 인간에 대한 특이성이 입증되었으며 유세포 분석(FC)에 검증되었습니다. 연구에서 호중구 아군 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD177 mAb
비고/별칭	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177 antigen
종	인간(Human)
GeneID (인간)	57126
GeneID	57126
면역원	재조합 단백질 인간 CD177(NP_065139.2)의 아미노산 22-407에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단일백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8N6Q3
단백질 분자량	15kDa/27kDa/46kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)