


유세포 분석용 항인간 CD1c 단일클론 항체 - P29017

품목 번호: CM0011374



소개

유세포 분석용 인간 CD1c 표적 접합 토끼 단일클론 항체. 흉선세포와 T세포 백혈병에서 발현되는 지질 항원 제시 분자를 인식합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD1c mAb
비고/별칭	R7; CD1; CD1A; BDCA1
종	인간
GeneID (인간)	911
GeneID	911
면역원	인간 CD1c(NP_001756.2)의 아미노산 19-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P29017
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩