

유세포 분석용 인간 Cd2 항체() - P06729

품목 번호: CM0010716



소개

유세포 분석에 최적화된 인간 CD2에 대한 결합 토끼 단일클론 항체입니다. T세포 접착, 활성화 및 면역표현형 분석 연구에 이상적이며, 인간 반응성이 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD2 mAb
별칭	TI1, SRBC, LFA-2
종	인간
유전자 ID	914
면역원	인간 CD2의 아미노산 25-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001758.2)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩