


Fc용 항-인간 Cd201/Epcr 단일클론 항체 - Q9Unn8

품목 번호: CM0010208



소개

유세포 분석용 인간 CD201/EPCR(내피성 단백질 C 수용체)을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 응고 및 지혈에서 단백질 C 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD201/EPCR mAb
비고/별칭	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; protein C receptor
종	인간
유전자 ID	10544
면역원	인간 CD201/EPCR (NP_006395.2)의 아미노산 18-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UNN8
단백질 무게	27kDa
배송	아이스백