

유세포 분석(세포내)용 Anti-Human Cd225/Ifitm1 단일클론 항체 - P13164

품목 번호: CM0008203

소개

세포내 유세포 분석용으로 검증된 접합 토끼 항-인간 CD225/IFITM1 단일클론 항체입니다. 이 인터페론 유도성 막관통 단백질은 바이러스 침입을 제한하며 다양한 암에서 과발현됩니다. 항바이러스 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD225/IFITM1 단일클론 항체
비고/별칭	IFITM1; 9-27; CD225; DSPA2a; IFI17; LEU13; 인터페론 유도성 막관통 단백질 1
종	인간
GeneID	8519
면역원	인간 CD225/IFITM1 (NP_003632.4)의 아미노산 1-80 내 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석 (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P13164
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백