

If/Icc 및 유세포 분석용 인간 Cd225/Ifitm1 단일클론 항체() - P13164

품목 번호: CM0010811

소개

인간 CD225/IFITM1에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 면역형광 및 세포 내 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 바이러스학 및 종양학 연구에 적합하며, 14kDa 단백질(P13164)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명     | 토끼 항-인간 CD225/IFITM1 mAb                                     |
| 비고/별칭   | 9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a                            |
| 종       | 인간                                                           |
| GeneID  | 8519                                                         |
| 면역원     | 인간 CD225/IFITM1의 아미노산 1-80번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003632.4) |
| 기원      | 토끼                                                           |
| 분류      | 단일클론 항체                                                      |
| 적용      | IF/ICC, FC(세포 내)                                             |
| 교차 반응성  | 인간                                                           |
| SWISS   | P13164                                                       |
| 단백질 분자량 | 14kDa                                                        |
| 배송      | 아이스백                                                         |