


유세포 분석용 항-인체 CD226/Dnam-1 단일클론 항체 - Q15762

품목 번호: CM0004690



소개

유세포 분석(Flow Cytometry) 검증을 완료한 인체 CD226/DNAM-1(DNAM-1) 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 면역원은 세포의 도메인(aa 19-247)을 포함합니다. 인체와 교차 반응하며, 면역 세포 접착 및 세포 독성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD226/DNAM-1 mAb
비고/별칭	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	10666
유전자 ID	10666
면역원	인체 CD226/DNAM-1(NP_006557.2)의 아미노산 19-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인체
SWISS	Q15762
단백질 중량	39kDa
배송	아이스팩