

유세포 분석용 Anti-Human Cd239/Bcam () 단일클론 항체 - P50895

품목 번호: CM0012086



소개

로 접합된 인간 CD239/BCAM에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 표적은 이동 및 침습에 역할을 하는 세포 접착 분자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD239/BCAM mAb
비고/별칭	BCAM
종	인간
유전자 ID (인간)	4059
유전자 ID	4059
면역원	인간 CD239/BCAM (NP_005572.2)의 아미노산 32-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P50895
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백