

If/Icc 및 Fc용 항인간 Cd24 단일클론 항체 () - P25063

품목 번호: CM0009274

소개

면역형광 및 유세포 분석에 적합한 인간 CD24에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. B세포 활성화, 분화 및 면역 조절에 관여하는 GPI 결합 당단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD24 mAb
비고/별칭	CD24A; CD24
종	인간
GeneID (인간)	100133941
GeneID	100133941
면역원	인간 CD24(NP_037362.1)의 아미노산 1-80 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P25063
단백질 중량	8kDa; 13kDa
배송	아이스팩