

유세포 분석용 항-인간 Cd244/2B4 단일클론 항체 - Q9Bzw8

품목 번호: CM0009759

소개

에 접합된 토끼 단일클론 항-인간 CD244/2B4 항체입니다. 유세포 분석용으로 설계되었으며, 이 항체는 NK 세포와 T 세포에 존재하는 SLAM 계열 수용체 CD244를 표적합니다. UniProt Q9BZW8.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD244/2B4 mAb
비고/별칭	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244 분자
종	인간
GeneID	51744
면역원	인간 CD244/2B4(NP_001160135.1)의 아미노산 22~221 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZW8
단백질 중량	30kDa/36kDa/41kDa
배송	아이스팩