


Anti-Human Cd27 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P26842

품목 번호: CM0007791



소개

유세포 분석(FC)에서 인간 CD27(T세포 활성화 항원 및 면역 체크포인트 수용체)을 검출하기 위한 접합 토끼 항-인간 CD27 단일클론 항체입니다. 세포의 도메인(aa 21-192)을 표적합니다. 29kDa.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD27 mAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	939
항원(Immunogen)	인간 CD27 (NP_001233.2)의 아미노산 21-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P26842
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)