


항인간 Cd271/Ngfr 단클론 항체 (Fc용) - P08138

품목 번호: CM0008067



소개

에 접합된 토끼 단클론 항체로, 인간 CD271/NGFR (p75NTR)을 특이적으로 인식합니다. 유세포 분석에 검증되었으며, 신경 및 면역 세포 연구에서 신경영양인 수용체 발현 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD271/NGFR mAb
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
반응 종	인간
GeneID (인간)	4804
GeneID	4804
면역원	인간 CD271/NGFR (NP_002498.1)의 아미노산 29-250번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P08138
단백질 분자량	35kDa/45kDa
배송 방식	아이스 팩