


유세포 측정용 항인간 Cd271/Ngfr 단클론 항체 () - P08138

품목 번호: CM0010960



소개

가 접합된 토끼 항인간 CD271/NGFR 단클론 항체로, 유세포 측정에 사용됩니다. 인간과 반응하며 신경 발달, 세포자살 및 일주기 리듬에 관여하는 p75NTR 저친화성 신경 성장 인자 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD271/NGFR 단클론 항체
비고/별칭	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	4804
유전자 ID	4804
면역원	인간 CD271/NGFR (NP_002498.1)의 아미노산 29-250번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P08138
단백질 분자량	35kDa/45kDa
배송	아이스백