

유세포 분석용 Anti-Human Cd3 (Cd3E) 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0004108

소개

유세포 분석(FC)용 Mouse anti-Human CD3 단일클론 항체. 적응 면역에 필수적인 T-세포 수용체-CD3 복합체의 주요 소단위체인 인간 CD3 엡실론 사슬(CD3E)을 표적합니다. 인간 샘플에 적합합니다. P07766.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Human CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
GeneID (Human)	916
GeneID	916
면역원	인간 CD3 재조합 단백질
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 무게	23kDa
배송	아이스백