

유세포 분석용 항-인간 Cd3 엡실론 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0008985



소개

유세포 분석용으로 검증된 토끼 항-인간 CD3 엡실론 단일클론 항체입니다. TCR-CD3 복합체의 구성 요소이며 T세포 활성화와 발달에 필수적인 인간 CD3 엡실론 사슬(23kDa)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	재조합 단백질: 인간 CD3의 아미노산 1~126번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000724.1).
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩