


Anti-Human Cd30 (Tnfrsf8) Monoclonal Antibody () For Flow Cytometry - P28908

품목 번호: CM0009999



소개

로 접합된 토끼 단일클론성 항-인간 CD30 (TNFRSF8) 항체입니다. 림프모세포의 성장 및 형질 전환에 관여하는 CD30 수용체를 검출하기 위해 유세포 분석(Flow Cytometry)에서 검증되었습니다. 면역 종양학 및 림프종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD30 mAb
비고/별칭	TNFRSF8; CD30; D1S166E; Ki-1; TNF receptor superfamily member 8
종(Species)	Human (인간)
GeneID	943
면역원(Immunogen)	인간 CD30 (NP_001234.3)의 아미노산 19-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론성 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P28908
단백질 분자량	14kDa/50kDa/63kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스 팩)