


유세포분석용 항인간 CD300A 단일클론 항체 - Q9Ugn4

품목 번호: CM0011847



소개

인간 CD300a(CLM-8, IRp60, IGSF12)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, NK 세포, T 세포 및 비만세포에 존재하는 억제성 수용체를 표적으로 합니다.

유세포분석(FC) 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD300a mAb
비고/별칭	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
종	인간
GeneID(인간)	11314
GeneID	11314
면역원	인간 CD300a(NP_009192.2)의 아미노산 18-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGN4
단백질 분자량	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
배송	아이스팩