

인간 Cd300F/Irem-1용 Fc용 단클론 항체 - Q8Tdql

품목 번호: CM0004341



소개

인간 CD300F/IREM-1에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역 항상성 및 포식 작용(efferocytosis)에 관여하는 억제성 수용체인 CMRF35-like molecule 1을 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

속성	값
제품명	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
비고/별칭	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	146722
유전자 ID	146722
면역원	인간 CD300F/IREM-1 (NP_620587.2)의 아미노산 20-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8TDQ1
단백질 분자량	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
배송	아이스 백(Ice bag)