

유세포분석용 인간 Cd303/Bdca-2 단일클론 항체 - Q8Wtt0

품목 번호: CM0012483



소개

유세포분석용 토끼 항-인간 CD303/BDCA-2 mAb. C형 렉틴 도메인 패밀리 4 멤버 C (BDCA-2), 즉 형질세포성 수지상세포 마커를 특이적으로 검출합니다. 인간 샘플에 최적화되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD303/BDCA-2 mAb
비고/별칭	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
종(Species)	인간(Human)
GeneID	170482 (인간)
면역원(Immunogen)	인간 CD303/BDCA-2 (NP_569708.1)의 아미노산 45-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8WTT0
단백질 분자량	21kDa/25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)