

항-인간 Cd31/Pecam1 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P16284

품목 번호: CM0004335



소개

로 접합된, 인간 CD31/PECAM1을 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 백혈구 내피세관 이행, 내피세포 부착 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD31/PECAM1 단일클론 항체
비고/별칭	CD31; PECAM1; GPIIA ¹ ; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
종	인간
GeneID (인간)	5175
GeneID	5175
면역원	인간 CD31 (NP_000433.4)의 아미노산 28-601 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P16284
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백