


유세포 분석용 Anti-Human Cd32 단일클론 항체 - P12318

품목 번호: CM0012611



소개

인간 CD32(FCGR2A)를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체입니다. 단핵구, 호중구, 혈소판의 저친화성 IgG Fc 수용체 유세포 분석 검출에 적합합니다. 세포외 도메인을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD32 mAb
비고/별칭	CD32; FCGR2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
종	인간
유전자 ID (인간)	2212
유전자 ID	2212
면역원	인간 CD32 (NP_001129691.1)의 아미노산 36-218에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P12318
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백