


Anti-Human Cd337/Nkp30 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - O14931

품목 번호: CM0008516



소개

인간 CD337/NKp30 (NCR3)에 대한 토끼 단일클론 항체로, IF/ICC 및 FC (intra) 용도로 검증되었습니다. NK 세포에 발현되는 자연 살해 유발 수용체를 인식하며, 항종양 면역에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
비고/별칭	NCR3; IC7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natural cytotoxicity triggering receptor 3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	259197
면역원(Immunogen)	인간 CD337/NKp30 (NP_667341.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O14931
단백질 분자량	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)