

Anti-Human Cd34 Monoclonal Antibody ( ) For If/Icc And Fc - P28906

품목 번호: CM0010253

소개

인간 CD34에 대한 토끼 단일클론 항체로, 에 직접 결합되어 있습니다. 면역형광법 및 유세포 분석에 적합합니다. 조혈모세포 및 혈관 내피 마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 사양                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Rabbit anti-Human CD34 mAb                                                |
| 비고/별칭                    | CD34; CD34 molecule; GIG3; MORT1                                          |
| 종(Species)               | Human                                                                     |
| GeneID (Human)           | 947                                                                       |
| GeneID                   | 947                                                                       |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질, 인간 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 170-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                                    |
| 카테고리                     | 단일클론 항체                                                                   |
| 응용(Application)          | IF/ICC, FC                                                                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human                                                                     |
| SWISS                    | P28906                                                                    |
| 단백질 분자량                  | 35kDa/41kDa                                                               |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                            |