

인간 Cd34용 단클론성 항체 (Pe/Cyanine7), 유세포 분석용 - P28906

품목 번호: CM0004908

소개

PE/Cyanine7 결합 토끼 단클론성 항체로 인간 CD34를 표적하며, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 세포 부착 및 줄기세포 귀소(homing)에 관여하는 41 kDa 막 당단백질인 조혈 모세포 항원을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 CD34 mAb
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	947
항원(Immunogen)	인간 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 170-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론성 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P28906
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)