


유세포 분석용 항 인간 Cd352/Slamf6 단일클론 항체 - Q96Du3

품목 번호: CM0004756



소개

인간 CD352/SLAMF6(SLAM 패밀리 구성원 6)를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되어 면역 반응 연구를 위한 NK 세포, T 세포 및 B 세포 상의 NTB-A 검출이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD352/SLAMF6 mAb
비고/별칭	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM 패밀리 구성원 6
종	인간
GeneID	114836 (인간)
면역원	인간 CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1)의 아미노산 24-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q96DU3
단백질 분자량	24kDa/37kDa
배송	아이스백