


Fc용 항-인간 Cd38 단일클론 항체 - P28907

품목 번호: CM0009500



소개

유세포 분석(FC) 적용을 위한 Rabbit anti-Human CD38 단일클론 항체로, 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. 연구에서 ADP-리보실 시클라아제/사이클릭 ADP-리보스 가수분해효소 1 (CD38) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간
GeneID (인간)	952
GeneID	952
면역원	재조합 단백질 인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28907
단백질 분자량	13kDa/34kDa
배송	아이스백