

유세포 분석용 Anti-Human Cd39/Entpd1 단클론 항체 - P49961

품목 번호: CM0005088

소개

활성화된 림프구 및 내피 조직에서 발현되는, 뉴클레오타이드 신호 전달을 조절하는 막 단백질 외뉴클레오티다제인 인간 CD39/ENTPD1의 유세포 분석 검출을 위한 로 접합된 토끼 단클론 항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD39/ENTPD1 mAb
비고/별칭	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
종	인간
GeneID (인간)	953
GeneID	953
면역원	재조합 단백질 인간 CD39/ENTPD1 (NP_001767.3)의 아미노산 255-442에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P49961
단백질 분자량	58kDa
배송 조건	아이스백