

Anti-Human Cd45Ra Polyclonal Antibody For If-P - P08575

품목 번호: CM0021684



소개

인간 CD45RA (PTPRC)를 표적하는 토끼 다클로날 항체로, 면역형광-파라핀(IF-P)용으로 검증되었습니다. 면역 세포 분류 및 T세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human CD45RA Rabbit pAb
비고/별칭	PTPRC; B220; CD45; CD45R; GP180; L-CA; LCA; LY5; T200; receptor-type tyrosine-protein phosphatase C; Human CD45RA
종(Species)	Human
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 CD45RA(P08575-8)의 아미노산 10-110 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	IF-P
교차 반응성	Human
SWISS	P08575
단백질 분자량	130kDa/147kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)