


유세포 분석용 항인간 Cd5 단일클론 항체 - P06127

품목 번호: CM0011052



소개

유세포 분석용으로 검증된 토끼 항인간 CD5 단일클론 항체입니다. T 세포 표면 당단백질 CD5(T1/Leu-1)를 표적으로 하며, 면역 관용에 관여하는 TCR 신호의 음성 조절자입니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD5 mAb
비고/별칭	T1; LEU1
종	인간
유전자 ID(인간)	921
유전자 ID	921
면역원	제조합 단백질 인간 CD5의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질(NP_055022.2).
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P06127
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩