


유세포분석용 토끼 단일클론 항인간 Cd55 (Daf) 항체 () - P08174

품목 번호: CM0005275



소개

가 결합된 토끼 단일클론 항인간 CD55 항체입니다. 인간 샘플의 유세포분석에서 검증되었습니다. 보체 활성화의 핵심 조절인자인 보체 감쇠 촉진 인자(DAF)를 표적으로 합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD55 mAb
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	1604
면역원	인간 CD55 (NP_000565.1)의 아미노산 35-353번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P08174
단백질 분자량	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
배송 방식	아이스 팩