


Anti-Human Cd59 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Fc) - P13987

품목 번호: CM0010682



소개

플로우 사이토메트리(FC)용으로 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD59(GPI-연결 보체 막 공격 복합체 억제제)를 표적합니다. 보체 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD59 mAb
비고/별칭	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
종	인간(Human)
GeneID (인간)	966
GeneID	966
면역원	인간 CD59 (NP_000602.1)의 아미노산 26-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P13987
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)