


유세포 분석용 항-인간 Cd59 단일클론 항체 - P13987

품목 번호: CM0010695



소개

유세포 분석을 위한 접합 토끼 항-인간 CD59 단일클론 항체입니다. 면역 연구 응용 분야를 위해 주요 보체 조절 인자인 CD59(protectin, MAC-inhibitory protein)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD59 mAb
비고/별칭	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
종	인간
유전자 ID (인간)	966
유전자 ID	966
면역원	인간 CD59(NP_000602.1)의 아미노산 26-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P13987
단백질 무게	14kDa
배송	아이스팩