

Fc용 항인간 CD62L/L-셀렉틴 단클론 항체 - P14151

품목 번호: CM0010844



소개

인간 CD62L/L-셀렉틴에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 검증되었습니다. 백혈구 접착, 림프구 귀환 및 염증 연구를 위해 설계되었습니다. - P14151.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD62L/L-셀렉틴 mAb
비고/별칭	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-셀렉틴
종	인간
유전자 ID (인간)	6402
유전자 ID	6402
면역원	인간 CD62L/L-셀렉틴 (NP_000646.3)의 아미노산 39-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P14151
단백질 분자량	42kDa/43kDa
배송	아이스백