

유세포 분석용 Anti-Human Cd66B 단일클론 항체 - P31997

품목 번호: CM0008282



소개

유세포 분석용 로 접합된 토끼 유래 anti-human CD66b 단일클론 항체. 호중구 부착 분자인 CEACAM8을 표적. 인간과 반응. 38 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD66b mAb
비고/별칭	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
종	인간(Human)
GeneID (Human)	1088
GeneID	1088
면역원	인간 CD66b(NP_001807.2)의 아미노산 35-319 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼(Rabbit)
범주	단일클론 항체
적용	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P31997
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백