

인간 Cd68용 단클론성 항체 (Percp), 유세포 분석용 (세포 내) - P34810

품목 번호: CM0012804

소개

인간 CD68 (macrosialin, gp110)에 대한 PerCP 접합 토끼 단클론성 항체입니다. 대식세포 및 종양 세포의 37 kDa 리소좀/엔도솜 막 단백질을 세포 내 유세포 분석으로 검출하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP 토끼 항-인간 CD68 mAb
비고/별칭	GP110; LAMP4; SCARD1
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	968
GeneID	968
면역원	재조합 단백질 (인간 CD68(NP_001242.2)의 아미노산 22-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론성 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC (intra)
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P34810
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)