

유세포 분석용 Anti-Human Cd7 단일클론 항체 (Biotin) - P09564

품목 번호: CM0011518

소개

인간 CD7을 표적으로 하는 비오티화 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. T-세포와 NK 세포에 존재하는 25 kDa 막관통 당단백질을 인식합니다. 면역표현형 분석 및 T-세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Biotin Rabbit anti-Human CD7 mAb
비고/별칭	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
종	인간
GeneID (Human)	924
GeneID	924
면역원	인간 CD7 (NP_006128.1)의 아미노산 26-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백