

Fc용 항인간 Cd7 단일클론 항체 - P09564

품목 번호: CM0011151

소개

유세포 분석을 위해 인간 CD7을 표적하는 토끼 단일클론 항체(접합체). T세포 및 NK세포 식별과 기능 연구에 적합합니다. - P09564

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD7 mAb
비고/별칭	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
종	인간
GeneID	924
면역원	인간 CD7의 아미노산 26-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_006128.1)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩