

유세포 분석(Fc)용 항인간 Cd7 단클론 항체 - P09564

품목 번호: CM0012754

소개

유세포 분석용 토끼 항인간 CD7 단클론 항체로, 인간 T세포 및 NK 세포 연구에 대해 검증되었습니다. 세포외 도메인에 대한 단클론 토끼 항체, UniProt P09564.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD7 단클론 항체
비고/별칭	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
종	인간
유전자 ID (인간)	924
유전자 ID	924
면역원	인간 CD7 (NP_006128.1)의 아미노산 26-180에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
운송	아이스백