


Anti-Human Cd70 (Cd27L) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P32970

품목 번호: CM0008162



소개

-conjugated rabbit monoclonal antibody targeting human CD70 (CD27L, TNFSF7), validated for flow cytometry. Suitable for immune cell interaction and CD27/CD70 pathway research.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD70 mAb
별칭	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
종	사람(Human)
유전자 ID	970
항원	사람 CD70 (P32970)의 아미노산 39-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	사람(Human)
Swiss-Prot	P32970
단백질 분자량	21 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)