

유세포 분석용 Anti-Human Cd72 단일클론 항체 () - P21854

품목 번호: CM0012059

소개

고품질 접합형 항-인간 CD72 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석 응용 분야에 특별히 검증되었습니다. B 세포 수용체 신호 전달 및 면역 항상성을 조절하는 공동 수용체인 B 세포 분화 항원 CD72를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD72 mAb
비고/별칭	CD72; CD72b; LYB2; CD72 분자
종	인간
유전자 ID (인간)	971
유전자 ID	971
면역원	제조항 단백질 인간 CD72(NP_001773.1)의 아미노산 117-359에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P21854
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩