

유세포 분석(세포내용 측정용)을 위한 항인간 CD79A 단클론 항체 - P11912

품목 번호: CM0008356



소개

인간 CD79a를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 시료 내 B세포 수용체 복합체 알파 사슬을 검출하기 위한 세포내 유세포 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD79a 단클론 항체
비고/별칭	CD79A; IGA; MB-1; CD79a 분자
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	973
유전자 ID	973
면역원	인간 CD79a (NP_001774.1)의 아미노산 165-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(세포내용 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P11912
단백질 분자량	20kDa/25kDa
운송 조건	아이스 팩 포장