

세포 내 유세포 분석용 Anti-Human Cd79A 단일클론 항체 - P11912

품목 번호: CM0004529



소개

세포 내 유세포 분석용 로 접합된 토끼 유래 인간 CD79a 단일클론 항체. B 세포 항원 수용체 관련 단백질 알파 사슬(MB-1, Ig-alpha)을 표적합니다. 인간 샘플에서 검증됨. UniProt P11912.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD79a mAb
비고/별칭	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
종	인간
GeneID (Human)	973
GeneID	973
면역원	인간 CD79a (NP_001774.1)의 아미노산 165-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P11912
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백