

유세포 분석용 항인간 Cd8B 단일클론 항체() - P10966

품목 번호: CM0009381

소개

인간 CD8b에 대한 토끼 단일클론 항체로, 이 접합되어 있으며 유세포 분석용으로 검증되었습니다. T세포 매개 면역, 종양 미세환경 및 CD8+ 세포 프로파일링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD8b mAb
비고/별칭	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
종	인간
GeneID (인간)	926
면역원	인간 CD8b의 아미노산 22-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질(NP_004922.1).
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P10966
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩