


유세포 측정용 항인간 CD9 단클론 항체 () - P21926

품목 번호: CM0004194



소개

인간 CD9에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 적합합니다. 세포 접착, 혈소판 활성화 및 정자-난자 융합에 관여하는 테트라스파닌 CD9를 표적으로 합니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD9 단클론항체
비고/별칭	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
반응 종	인간
유전자 ID	928
면역원	인간 CD9 (NP_001760.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P21926
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스 팩