

유세포 분석용 항인간 Cd90/Thy1 토끼 단클론 항체 - P04216

품목 번호: CM0008652

소개

유세포 분석용 접합 토끼 항인간 CD90/Thy1 단클론 항체. 재조합 면역원 (aa 20-130). 인간 샘플에서 검증되었습니다. 유니프룻 P04216.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD90/Thy1 단클론 항체
비고/별칭	CD90; CDw90
종	인간
유전자 ID (인간)	7070
유전자 ID	7070
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P04216
단백질 분자량	18kDa
배송 방법	아이스 팩