

유세포 분석용 항인간 Cd94 단클론 항체 - Q13241

품목 번호: CM0011756



소개

유세포 분석용 결합 토끼 항인간 CD94 (KLRD1) 단클론 항체입니다. 면역 감시 및 내성에 관여하는 NK 세포 수용체인 인간 CD94를 검출합니다. 면역종양학 및 감염병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD94 단클론 항체
비고/별칭	KLRD1; CD94; 자연살해세포 항원 CD94
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3824
면역원	인간 CD94 (NP_002253.2)의 아미노산 32-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13241
단백질 분자량	17kDa/20kDa
배송 방법	아이스백