

인간 Cd94 대항 모노클로날 항체 (Fc용) - Q13241

품목 번호: CM0010854



소개

유세포계측법(FC)용 토끼 대항 인간 CD94 모노클로날 항체 (). 면역 관용 및 종양 감시에 중요한 21 kDa NK 세포 수용체인 인간 CD94를 검출합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	토끼 대항 인간 CD94 mAb
비고/별칭	CD94
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3824
GeneID	3824
면역원(Immunogen)	인간 CD94 (NP_002253.2)의 아미노산 32-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q13241
단백질 분자량	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)